



SEMI-AUTOMATIC EXTERNAL DEFIBRILLATOR

CE 1984



- ✓ Analisi ECG accurata e affidabile
- ✓ Facile da usare
- ✓ Self test Automatico
- ✓ Comandi visivi e vocali
- ✓ Adatto per adulti e bambini
- ✓ Rivelazione Pace Maker
- ✓ AHA/ERC linee guida per la RCP e defibrillazione
- ✓ 5 anni di garanzia



Turkish First Aid Association supports "Life-Point"



Life-Point Pro AED

Technical Specifications



SEMI-AUTOMATIC / EXTERNAL / DEFIBRILLATOR

Modalità di funzionamento	Semi-automatica
Tempo di ricarica al massimo di Joule	< 10 secondi
Tempo analisi ECG	< 10 secondi
Forma d'onda	bifasica troncata
Step di energia di scarica	Adulti: 150J - 150J - 200J / Bambini: 50J - 50J - 50J
Supporto all'Utente	Indicazioni vocali dettagliate e indicazioni luminose sul dispositivo
Resistenza all'acqua	Classe IP54
Piastre defibrillazione	Adulti età > 8anni- peso > kg 25. // Pediatriche età < 8 anni - peso < kg25.
Range impedenza	25 - 100 ohm
Numero massimo di scariche	100 scariche - 5 anni (con batteria carica)
Derivazione	DII
Larghezza di banda ECG	2 - 25 Hz
Tipo di batteria	LiMnO2 (12V 4500mA) - 100 scariche
Programma di auto-test	settimanale - mensile - ad ogni utilizzo
Dimensioni	9,5 cm x 27 cm x 24 cm
Peso (batteria inclusa)	1730 gr
Classe (93/42/EEC)	II B
Requisiti ambientali	Da 0°C - 50°C e % 10 - % 95 umidità
Condizioni memorizzazione dati	tra -20 °C e 60 °C
Documentazione dei dati	segnale ECG / evento / voce registrata
Trasferimento dati	Metsis AED Software (USB/SD Card)
Requisiti minimi del computer	Windows XP - Windows Vista - Windows 7 - pentium o superiore Monitor VGA o unità superiore - CD-ROM - driver USB - 2 GB di spazio libero su disco.

www.life-point.it

Email: info@life-point.it



Area Nord:

Via Don Mazzolari, 31 · 41012 Carpi (MO)
Tel. +39 059 5968337
Email: areanord@life-point.it

Area Sud:

Via Camillo Guerra, 26/A · 80131 Napoli (NA)
Tel. +39 081 5875816
Email: areasud@life-point.it